



## PINZA "NON STICK" ADSON

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30474**EAN / GTIN **8964000450345**Confezione **1**

PINZE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI • Modello: ADSON •  
Connettore: EUROPEO • Lunghezza: 12,1 (4¾") • Tipo di punta: RETTA  
• Dimensione punta: 1 mm Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime proprietà termiche e previene l'adesione dei tessuti. Questo effetto è permanente e non diminuisce con l'uso delle pinze.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**L1204**

EAN / GTIN

**8964000450345**

CODICE GEF

**30474**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697