



MANIPOLO MB AUTOCLAVABILE 100 volte

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30480

EAN / GTIN 18054242444602

Confezione 1

Manipolo autoclavabile fino a 100 volte per stelo di elettrodi di Ø 4 mm con un cavo in silicone di 3 m e un elettrodo a lama.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30480	30480	18054242444602	1
30554	30554	8033695725684	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

18054242444602

CODICE GEF

30480



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697