



ELETTRODO AD AGO diam. 4 mm autoclavabile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30482

EAN / GTIN 8054242444193

Confezione 1

Elettrodi in acciaio inox autoclavabili 100 volte. Lunghezza 5,5 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

L180601

EAN / GTIN

8054242444193

CODICE GEF

30482

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697