

GEF Medica

Placca Bipartita Rem Monouso - Pediatrica

Codice GEF (SKU) 30487

PLACCHE MONOUSO CON GEL SOLIDO SENZA CAVO - richiedono cavo 30563 PLACCA REM - pediatrica Tutte le placche e tutti i cavi sono confezionati singolarmente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLACCHE MONOUSO CON GEL SOLIDO SENZA CAVO - richiedono cavo 30563
- PLACCA REM - pediatrica
- Tutte le placche e tutti i cavi sono confezionati singolarmente

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30487



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697