



MANIPOLO AUTOCLAVABILE SURGEON 1 PIN per 50,80,106, 108

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30515

EAN / GTIN 8033638321232

Confezione 1

MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm
MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108 Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo e quelli delle principali marche. Senza pulsante. • MANIPOLO CHIRURGICO 1 PIN - autoclavabile 100 volte Manipolo resistente all'acqua e autoclavabile, con presa ergonomica. Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033638321232

CODICE GEF

30515

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697