



Diatermo Monopolare

Dispositivo medico

Classe II B

3 varianti

Codice GEF (SKU) 30516

EAN / GTIN 8023279305166

Confezione 1

DIATERMO 106 - monopolare - 50 Watt Apparecchio indispensabile per interventi di piccola chirurgia di emergenza, odontoiatrica e dermatologica. Fornito con tutti gli accessori per essere pronti all'uso. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro, taglio coagulato, coagulazione. La lettura digitale della potenza erogata rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. Garantisce un taglio estremamente preciso e una coagulazione potente ed immediata. Il completo isolamento tra paziente e apparecchio e il rispetto delle norme internazionali garantiscono una completa sicurezza. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza massima: - CUT 50 W/400 ohm - COAG 40 W/400 ohm - BLEND 45 W/400 ohm
- Frequenza operativa: 600 KHz \pm 10%
- Dimensioni: 180 x 180 x h 100 mm
- Peso: 2,8 kg
- Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz selezionabile
- Assorbimento: 90 VA
- Fusibili: 2 x 1 AT
- Allarme surriscaldamento unità
- Operatività con pedale
- Norme: EN60601-1 Class I CF, EN 60601-1-2 93/42/EEC (Classe IIb)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
30516	106 — 50W	8023279305166	1
30625	50 — 50W	8023279306255	1
30626	80 — 80W	8023279306262	1

CLASSE DM

II B

CND

Z12010902

EAN / GTIN

8023279305166

CODICE GEF

30516



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it