



MANIPOLO MONOUSO per diatermo 50, 80, 106, 108

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30517

EAN / GTIN 8033003263921

Confezione 1

MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm
MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108 Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo e quelli delle principali marche. Senza pulsante. • MANIPOLO 50, 80, 106 e 108 KIRKY MONOUSO - sterile Manipolo monouso senza pulsante con elettrodo a lama con connessione Pin 4 mm. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, DK, SE, FI, EE, LV, RU, SK, CZ, HR, SI, GR, BG, TR, Arabic.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K0201010501

EAN / GTIN

8033003263921

CODICE GEF

30517



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697