



MANIPOLO AUTOCLAVABILE per diatermo 50, 80, 106, 108

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30519

EAN / GTIN 8033003264713

Confezione 1

MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm
MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108 Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo e quelli delle principali marche. Senza pulsante. • MANIPOLO PER 50, 80, 106 e 108 AUTOCLAVABILE Manipolo autoclavabile senza pulsanti provvisto di cavo della lunghezza di 3 metri e elettrodo a lama. Autoclavabile fino a 100 volte.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033003264713

CODICE GEF

30519

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697