

GEF Medica

Elettrodo Ad Uncino Angolato 45°

Codice GEF (SKU) 30525

Elettrodo autoclavabile Ø 2.4 mm Elettrodo ad uncino angolato 45°
Lunghezza: 10 cm Numero di riferimento: 25 AUTOCLAVABILE 30 VOLTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettrodo autoclavabile Ø 2.4 mm
- Elettrodo ad uncino angolato 45°
- Lunghezza: 10 cm
- Numero di riferimento: 25
- AUTOCLAVABILE 30 VOLTE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30525



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697