



# MANIPOLO AUTOCLAVABILE 100 volte

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30536

EAN / GTIN 8033638321225

Confezione 1

Manipolo resistente all'acqua e autoclavabile, con presa ergonomica. Anello colorato che indica i pulsanti CUT e COAG. Fornito di cavo lungo 3 m ed elettrodo a lama.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II BCND  
Z12010980EAN / GTIN  
8033638321225CODICE GEF  
30536

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697