



SPUGNETTA PULISCI ELETTRICI

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 30537

EAN / GTIN 8033003260081

Confezione 1

SPUGNETTA PULISCI ELETTRICI - 50 x 50 mm. Spugna abrasiva radiopaca sterile monouso per la pulizia delle punte.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
K0299EAN / GTIN
8033003260081CODICE GEF
30537

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697