

GEF Medica

Diatermo MB Mono/Bipolare

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) **30541**EAN / GTIN **8023279305418**Confezione **1**

DIATERMO MB 160 - mono-bipolare - 160 Watt Elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatti per interventi di media chirurgia monopolare e coagulazione bipolare. Le modalità di operazione prevedono taglio netto, taglio coagulato, coagulazione forzata, coagulazione morbida e coagulazione bipolare con pinza. Può essere utilizzato con piastra normale o neutra. Il Diatermo MB160 è particolarmente indicato qualora il campo operativo risulti molto umido, ad esempio mucose, o con un tessuto la cui composizione sia molto varia, con conseguente necessità di disporre di una riserva di potenza utilizzabile. Per queste ragioni è suggerita l'adozione del Diatermo MB160 per la chirurgia ginecologica ed ortopedica. Tecnologia all'avanguardia: questi dispositivi permettono interventi chirurgici altamente professionali grazie alle caratteristiche di sicurezza derivate da apparecchiature di livello superiore. Sicurezza totale.: allarme OC (circuitto aperto): un segnale acustico ed una spia rossa lampeggiante avvisano l'utilizzatore che la placca non è inserita. In questo caso le operazioni di taglio e coagulazione sono settate su OFF. Allarme OVT: sistema di controllo che evita che il modulo di potenza che genera alta frequenza si surriscaldi. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza minima selezionabile: 0
- Step potenza: 1
- Potenza massima taglio CUT (W): 160 250 Ohm
- Potenza max taglio-coagulato BLEND (W): 120 200 Ohm
- Potenza max coagulazione COAG FORCED (W): 100 150 Ohm
- Potenza max coagulazione COAG SOFT (W): 80 100 Ohm
- Potenza massima bipolare BIPOLAR (W): 60 100 Ohm
- Frequenza di lavoro: 600 kHz
- Peso kg: 7
- Dimensioni LxHxP mm: 260 x 110 x 265
- Alimentazione selezionabile (Vac): 115 -230
- Frequenza di rete (Hz): 50-60
- Fusibili 230Vac (5x20) ritardati: 2x 3,15A
- Fusibili 115Vac (5x20) ritardati: 2x 6,3A
- Potenza massima assorbita (VA): 350
- Corrente massima assorbita (A) a 230Vac: 1,5
- Corrente massima assorbita (A) a 115Vac: 3
- Emissione sonora regolabile in 5 step (da 55- a 75dBA): SI
- Autodiagnosi guasti: SI
- Controllo della potenza emessa: SI
- Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti: SI
- Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate: SI
- Classificazione elettrica (EN60601-1): I CF
- Classificazione MDD 93/42/CEE: II B
- Elettrodo neutro: F

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
30541	MB 160 — 160 Watt	8023279305418	1
30540	MB 122 — 120 Watt	8023279305401	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010902

EAN / GTIN

8023279305418

CODICE GEF

30541



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it