



# MANIPOLO MB MONOUSO ROCKER sterile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30544

EAN / GTIN 8054242443011

Confezione 1

MANIPOLI MONOPOLARI A 3 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm •  
MANIPOLO ROCKER MONOUSO - STERILE - conf. da 50 Manipolo monouso con interruttore rocker per taglio e coagulo. Comprensivo di elettrodo a lama e cavo di 3,20 m. MANIPOLI VALLEYLAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK Manipoli per elettrochirurgia con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari (80, 120, 122, 132, 160, 200, 240, 300, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, ValleyLab, Led Erbe.... Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, DK, SE, FI, EE, LV, RU, SK, CZ, HR, SI, GR, BG, TR, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**K0201010501**

EAN / GTIN

**8054242443011**

CODICE GEF

**30544**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697