



MANIPOLO MB AUTOCLAVABILE 100 volte cavo 5m

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30545

EAN / GTIN 8033003261668

Confezione 1

Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 5 metri ed un elettrodo a lama. Può essere sterilizzato fino a 100 volte (elettrodo fino a 20 volte). Per elettrodi Ø 2,4 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12010980EAN / GTIN
8033003261668CODICE GEF
30545

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697