



CAVO PER PLACCHE (30490-30495)

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30546

EAN / GTIN 8054242440393

Confezione 1

CAVI PER COLLEGARE LE PLACCHE ALLE UNITÀ ELETTROCHIRURGICHE • CAVO PER PLACCHE - presa con distanziatore - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 mm I cavi bipolari universali sono forniti con un morsetto bipolare per il collegamento a placche monouso con una linguetta (dimensioni 22-25 mm). Vari connettori rendono i cavi compatibili con numerosi dispositivi elettrochirurgici. Durante l'operazione, il cavo può essere fissato al telo chirurgico mediante un morsetto scorrevole di metallo. Senza lattice. Confezionati singolarmente in sacchetti sigillati di polietilene. Dispositivi Medici di Classe I in conformità a 93/42/CEE. UNITÀ ELETTROCHIRURGICHE COMPATIBILI: • Erbe: ACC, ICC, VIO, T

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30546	30546	8054242440393	1
30563	30563	8033003263167	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8054242440393

CODICE GEF

30546



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697