



CAVO PER PLACCHE (30490-30495) Tipo Valleylab

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30547

EAN / GTIN 8033003263174

Confezione 1

CAVI PER COLLEGARE LE PLACCHE ALLE UNITÀ ELETTRICHIURGICHE · CAVO PER PLACCHE TIPO VALLEYLAB - 5 m - Connettore universale Valleylab I cavi bipolari universali sono forniti con un morsetto bipolare per il collegamento a placche monouso con una linguetta (dimensioni 22-25 mm). Vari connettori rendono i cavi compatibili con numerosi dispositivi elettrochirurgici. Durante l'operazione, il cavo può essere fissato al telo chirurgico mediante un morsetto scorrevole di metallo. Senza lattice. Confezionati singolarmente in sacchetti sigillati di polietilene. Dispositivi Medici di Classe I in conformità a 93/42/CEE. UNITÀ ELETTRICHIURGICHE COMPATIBILI: • Aspenlabs: Excalibur • Valleylab: dispositivi tipo REM • Bowa • Conmed • Erbe ICC International • Erbe ACC International • Erbe VIO International

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033003263174

CODICE GEF

30547



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697