



MANIPOLO STAR AUTOCLAVABILE 30 volte

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30548

EAN / GTIN 8033003261606

Confezione 1

Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 3 mt ed un elettrodo a lama. Può essere sterilizzato in autoclave fino a 30 volte (elettrodo fino a 20 volte). Per elettrodi Ø 2,4 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12010980EAN / GTIN
8033003261606CODICE GEF
30548

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697