



MANIPOLO MB MONOUSO KIRKY sterile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30549**EAN / GTIN **8033003264188**Confezione **1**

MANIPOLI MONOPOLARI A 3 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm • MANIPOLO KIRKY MONOUSO - STERILE - conf. da 50 Manipolo monouso con pulsanti per taglio e coagulo. Comprensivo di elettrodo a lama e cavo di 3,20 m. MANIPOLI VALLEYLAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK Manipoli per elettrochirurgia con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari (80, 120, 122, 132, 160, 200, 240, 300, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, ValleyLab, Led Erbe.... Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, DK, SE, FI, EE, LV, RU, SK, CZ, HR, SI, GR, BG, TR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K0201010501

EAN / GTIN

8033003264188

CODICE GEF

30549

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697