



MANIPOLO MB MONOUSO

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30553

EAN / GTIN 8964000207017

Confezione 1

MANIPOLI MONOPOLARI A 3 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm • MANIPOLO MONOUSO - STERILE Manipolo con pulsanti per taglio e coagulo. Comprensivo di cavo di 3 m. MANIPOLI VALLEYLAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK Manipoli per elettrochirurgia con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari (80, 120, 122, 132, 160, 200, 240, 300, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, ValleyLab, Led Erbe....

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K0201010501

EAN / GTIN

8964000207017

CODICE GEF

30553



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697