



Elettrodo Neutro con Cavo per 30625, 30516

Codice GEF (SKU) **30561**

ELETTRODO AD ASTA NEUTRA con cavo per 30625 (Disponibile su richiesta per altri elettrocauteri)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELETTRODO AD ASTA NEUTRA con cavo per 30625 (Disponibile su richiesta per altri elettrocauteri)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30561



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697