



PUNTA AD ANSA ALTA TEMP.

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30568

EAN / GTIN 8023279305685

Confezione 1

PUNTE INTERCAMBIABILI STERILI - 10 punte Per termocautere cod.
30590 / 30584 • Punta ad ansa - alta temperatura - sterile •
Raccomandata per: DER/ORL

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K0299

EAN / GTIN

8023279305685

CODICE GEF

30568



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697