



PUNTA AD ANSA ALTA TEMP.- FLESSIBILE

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30569

EAN / GTIN 8023279305692

Confezione 1

PUNTE INTERCAMBIABILI STERILI - 10 punte Per termocautere cod. 30590 / 30584 • Punta ad ansa flessibile 2" alta temperatura - sterile • Raccomandata per: GIN/ORL

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
K0299EAN / GTIN
8023279305692CODICE GEF
30569

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697