



# PUNTA AD ANSA ALTA TEMP.- LUNGA

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30570

EAN / GTIN 8023279305708

Confezione 1

PUNTE INTERCAMBIABILI STERILI - 10 punte Per termocautere cod. 30590 / 30584 • Punta ad ansa 5" - stelo lungo- sterile • Raccomandata per: GINECOLOGIA

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II B**CND  
**K0299**EAN / GTIN  
**8023279305708**CODICE GEF  
**30570**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697