



## PUNTA FINE ALTA TEMP.- monouso sterile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30571

EAN / GTIN 8023279305715

Confezione 1

PUNTE INTERCAMBIABILI STERILI - 10 punte Per termocautere cod. 30590 / 30584 • Punta fine - alta temperatura - sterile • Raccomandata per: DER/CARDIO

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II B**CND  
**K0299**EAN / GTIN  
**8023279305715**CODICE GEF  
**30571**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697