




PUNTA ALLUNGATA ALTA TEMP.- monouso sterile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30576

EAN / GTIN 8023279305760

Confezione 1

PUNTE INTERCAMBIABILI STERILI - 10 punte Per termocautere cod.
30590 / 30584 • Punta lunga - alta temperatura - sterile •

Raccomandata per: VASECTOMIA

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K0299

EAN / GTIN

8023279305760

CODICE GEF

30576



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697