



KIT ELETTROCAUTERE BOVIE

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30584

EAN / GTIN 0607151045012

Confezione 1

Kit termocautere alta temp. (1 manico + 4 punte non sterili)

Termocautere ad alta temperatura Change-A-Tip. Kit con 1 manico, 4 punte (2 codice 30568 e 2 codice 30571, non sterili) e 2 batterie alcaline AA, in astuccio imbottito in gommapiuma

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II B

CND
K0299

EAN / GTIN
0607151045012

CODICE GEF
30584



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697