



HISTOFREEZER MIX MINI

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **30585**

EAN / GTIN **0850077006197**

Confezione **1**

Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo. **PER USO PROFESSIONALE.** Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne: - Verruca volgare - Verruca plantare - Mollusco contagioso (trasmesso per contatto) - Lentigo (macchie dell'età) - Condilomi (verruche genitali) - Cheratosi seborroica - Fibroma peduncolato - Verruca piana - Cheratosi attinica (facciale e non facciale) Gli applicatori da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi. Gli applicatori da 5 mm rimangono freddi per 120 secondi. Il kit include una bombola aerosol da 80 ml, 16 applicatori da 2 mm e 16 applicatori da 5 mm. Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL. Disponibile su internet: GR, PT, TH, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
M9001

EAN / GTIN
0850077006197

CODICE GEF
30585

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

