



# DISPOSITIVO CRIOCHIRURGICO CRYOCLEAR con cartuccia 16 g

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 30587

EAN / GTIN 0850077006487

Confezione 1

CryoClear® con cartuccia 16 g - non ricaricabile CryoClear® utilizza anidride carbonica, che congela a -79°C a una profondità non superiore a 2 mm nella cute, trattando in modo sicuro e clinicamente efficace lesioni cutanee superficiali. L'efficacia superiore al 95%, combinata con una minore distruzione del tessuto sano, lo rende perfetto per trattare macchie dell'età, macchie dovute al sole e fibromi penduli. Offre una crioterapia eccellente e rapida, anche come trattamento combinato con esfoliazione chimica, trattamenti per il viso, microneedling o dermaplaining. Dispositivo senza contatto (0,5 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti. Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 60 trattamenti di 5 secondi). Consigliato per saloni di bellezza e cosmesi. Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI). Made in USA.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo tempo congelamento (sec)
- Tempo di congelamento consigliato in letteratura:
- Cheratosi attinica (macchie sole) 5-10
- Lentigo (macchie dell'età) 5-10
- Fibroma pendulo 5-10

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**M9001**EAN / GTIN  
**0850077006487**CODICE GEF  
**30587**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697