



Elettrocautere Bovie Ad Alta Temperatura con Punta Ad Ansa - Punta Fissa

Codice GEF (SKU) 30588

TERMOCAUTERI BOVIE TERMOCAUTERI CON PUNTA FISSA - Punta ad ansa alta temperatura - Consigliato per: DER/ORL - termocauteri a batteria disponibili con punta intercambiabile o fissa - il design modificato consente di sganciare la punta del termocautere per rimuovere le batterie in modo sicuro ed efficace - il pulsante di accensione a scomparsa riduce il rischio di attivazione accidentale - punte intercambiabili sterili (non sterili per 30584 e 30590) o punte fisse per 30579, 30588 - disponibili manici riutilizzabili (30590) - sterilizzazione non necessaria

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TERMOCAUTERI BOVIE
- TERMOCAUTERI CON PUNTA FISSA
- Punta ad ansa alta temperatura
- Consigliato per: DER/ORL
- termocauteri a batteria disponibili con punta intercambiabile o fissa
- il design modificato consente di sganciare la punta del termocautere per rimuovere le batterie in modo sicuro ed efficace
- il pulsante di accensione a scomparsa riduce il rischio di attivazione accidentale
- punte intercambiabili sterili (non sterili per 30584 e 30590) o punte fisse per 30579, 30588
- disponibili manici riutilizzabili (30590)
- sterilizzazione non necessaria

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30588



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697