



HISTOFREEZER MIX

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 30589

EAN / GTIN 0850077006173

Confezione 1

Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo. **PER USO PROFESSIONALE.** Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne: - Verruca volgare - Verruca plantare - Mollusco contagioso (trasmesso per contatto) - Lentigo (macchie dell'età) - Condilomi (verruche genitali) - Cheratosi seborroica - Fibroma peduncolato - Verruca piana - Cheratosi attinica (facciale e non facciale) Gli applicatori da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi. Gli applicatori da 5 mm rimangono freddi per 120 secondi. Il kit include due bombolette aerosol da 80 ml, 24 applicatori da 2 mm e 36 applicatori da 5 mm. Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL. Disponibile su internet: GR, PT, TH, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
M9001EAN / GTIN
0850077006173CODICE GEF
30589

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697