



HISTOFREEZER

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30591

EAN / GTIN 0850077006166

Confezione 1

Il sistema di criochirurgia portatile Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace contro verruche e altre lesioni cutanee benigne. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo. Adatto per adulti e bambini. PER USO PROFESSIONALE. Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne: - Verruca volgare - Verruca plantare - Mollusco contagioso (trasmesso per contatto) - Lentigo (macchie dell'età) - Condilomi (verruche genitali) - Cheratosi seborroica - Fibroma peduncolato - Verruca piana - Cheratosi attinica (facciale e non facciale) Gli applicatori da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi. Il kit include due bombolette aerosol da 80 ml e 60 applicatori da 2 mm. Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL. Disponibile su internet: GR, PT, TH, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30591	30591	0850077006166	1
30592	30592	0850077006159	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
M9001

EAN / GTIN
0850077006166

CODICE GEF
30591



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697