

GEF Medica

MANICO TERMOCAUTERE "AA"

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30598

EAN / GTIN 8033695723376

Confezione 1

TERMOCAUTERE AD ALTA TEMPERATURA - 1200°C (2.200°F) Manico
cautere "AA" (punta non inclusa) - punte intercambiabili con filo in
nichel-cromo - batterie sostituibili - manici riutilizzabili Svariate
applicazioni in ginecologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, dermatologia
e urologia. Lunghezza 18 cm, peso 65 g Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010980

EAN / GTIN

8033695723376

CODICE GEF

30598



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697