



PUNTA FINE LUNGA

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30599

EAN / GTIN 8033695723406

Confezione 1

Punta lunga alta temp. - sterile con filo in nickel-cromo per termocautere ad alta temperatura (cod. 30598). - sterile - confezioni da 10 pezzi - ampio campo di applicazione Lunghezza 12 cm, peso 8 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K020180

EAN / GTIN

8033695723406

CODICE GEF

30599

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697