



## PUNTA LARGA CORTA

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30600

EAN / GTIN 8033695723390

Confezione 1

Punta larga alta temp. - sterile con filo in nickel-cromo per termocautere ad alta temperatura (cod. 30598). - sterile - confezioni da 10 pezzi - ampio campo di applicazione

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**K020180**

EAN / GTIN

**8033695723390**

CODICE GEF

**30600**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697