

GEF Medica

PEDALE DOPPIO MB ANTIESPLOSIONE (MB 240, 380)

Codice GEF (SKU) 30603

EAN / GTIN 8033638321652

Confezione 1

Pedale doppio stagno MB - antiesplosione, impermeabile. Per MB 240, 380 Permette di selezionare le funzioni CUT e COAG. Antiesplosione e impermeabile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033638321652

CODICE GEF

30603



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697