

GEF Medica

PEDALE DOPPIO MB ANTIESPLOSIONE (MB 250, 300D, 400, 400D)

Codice GEF (SKU) 30604

EAN / GTIN 8033638321621

Confezione 1

Pedale doppio stagno MB - antiesplosione, impermeabile. Per MB 250, 400, 300D, 400D Permette di selezionare le funzioni CUT e COAG.
Antiesplosione e impermeabile.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033638321621

CODICE GEF

30604



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697