




Elettrodo Laparoscopia Uncino L - 36 Cm

Codice GEF (SKU) 30605

Elettrodo per laparoscopia monopolare senza aspirazione utilizzabile con Diatermo MB 240, 250, 300, 380, 400 e cavo di raccordo (30609). •
ELETTRODO CON UNCINO A L - 36 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettrodo per laparoscopia monopolare senza aspirazione utilizzabile con Diatermo MB 240, 250, 300, 380, 400 e cavo di raccordo (30609).
- ELETTRODO CON UNCINO A L - 36 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30605



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697