



# CAVO MONOPOLARE 4 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **30609**

EAN / GTIN **8964000208861**

Confezione **1**

Cavo di raccordo utilizzabile con Diatermo MB 240, 250, 300, 380, 400.

• Cavo monopolare - 4 mm - M - F - 3 m

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**K02010203**

EAN / GTIN

**8964000208861**

CODICE GEF

**30609**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697