



PINZA MONOPOLARE A BAIONETTA

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30612

EAN / GTIN 8023279306125

Confezione 1

Strumenti monopolari isolati da terra: Pinza monopolare a baionetta - 20 cm Pinze e forbici monopolari sono fornite di una connessione da 4 mm per i cavi monopolari standard. Possono essere utilizzate con tutte le unità per elettrochirurgia, LED, Erbe e molti altri elettrobisturi presenti sul mercato.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
L1204EAN / GTIN
8023279306125CODICE GEF
30612

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697