



Soluzione Antiappannamento 6 Ml - Sterile

Codice GEF (SKU) 30616

SOLUZIONE ANTI-APPANNAMENTO 6 ml - sterile Soluzione anti-appannamento sterile utilizzabile durante le laparoscopie e altre operazioni per evitare l'appannamento delle lenti della fotocamera a causa delle differenze nella temperatura corporea. La soluzione consiste in un flacone da 6 ml e in una spugnetta sterilizzata con raggi gamma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SOLUZIONE ANTI-APPANNAMENTO 6 ml - sterile
- Soluzione anti-appannamento sterile utilizzabile durante le laparoscopie e altre operazioni per evitare l'appannamento delle lenti della fotocamera a causa delle differenze nella temperatura corporea. La soluzione consiste in un flacone da 6 ml e in una spugnetta sterilizzata con raggi gamma.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30616



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697