



## CAVO BIPOLARE EU PER MB 80D-120D- 160D

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30617

EAN / GTIN 8023279306170

Confezione 1

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatti alla maggior parte di elettrobisturi con connettore e per pinze europee. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, SI, HR, RO, GR, Arabo, JP. - Connettore alle pinze: EU - Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati: MB 80 D, MB 120 D, MB 160 D LED: SURTRON 80, 120, 160

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8023279306170

CODICE GEF

30617



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697