



CAVO BIPOLARE US 2pin per MB 240-380

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30618

EAN / GTIN 8964000208748

Confezione 1

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatti alla maggior parte di elettrobisturi con connettore per pinze U.S.A. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, SI, HR, RO, GR, Arabo, JP. - Connettore alle pinze: US - Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati: MB 122, MB 160, MB 200, MB 202

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8964000208748

CODICE GEF

30618



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697