



PINZA BIPOLARE JANSEN BAYONET

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30623

EAN / GTIN 8023279306231

Confezione 1

PINZE BIPOLARI UNIVERSALI CON COPERTURA ISOLANTE ·

Modello: JANSEN BAIONETTA · Connettore: US · Lunghezza: 17,8 cm (7") · Applicazione: GENERALE/PLASTICA · Dimensione punta: punte arrondate 1 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

L1204

EAN / GTIN

8023279306231

CODICE GEF

30623

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697