



DIATERMO 80 monopolare 80 Watt

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30626

EAN / GTIN 8023279306262

Confezione 1

DIATERMO 80 - monopolare - 80 W Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto per piccola chirurgia monopolare. Il DIATERMO 80 permette di effettuare taglio puro (CUT), taglio coagulato (BLEND), coagulazione (COAG), e micro coagulazione (MICRO). La sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative e la lettura digitale della potenza erogata assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Per una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate e alla stabilità delle prestazioni. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max CUT: 80 W - 400 Ohm
- Potenza max BLEND: 60 W - 400 Ohm
- Potenza max COAG: 50 W - 400 Ohm
- Potenza max MICRO: 20 W - 600 Ohm
- Frequenza di lavoro: 700 kHz
- Elettrodo neutro: F
- Alimentazione selezionabile: 115 - 230 Vac
- Frequenza di rete: 50 - 60 Hz
- Potenza max assorbita: 230 VA
- Dimensioni L x A x P mm: 190 x 85 x 239
- Peso 2,5 kg
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2
- Classificazione elettrica: I CF
- MDD 93/42/EC Classe: II b

CLASSE DM

II B

CND

Z12010902

EAN / GTIN

8023279306262

CODICE GEF

30626



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it