

GEF Medica

DIATERMO MB 200D mono-bipolare 200 Watt

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30630**EAN / GTIN **8023279306309**Confezione **1**

DIATERMO MB200D - mono-bipolare - 200 Watt MB 200D è un elettrobisturi ad alta frequenza per interventi di chirurgia di precisione monopolare e bipolare. Per trattamenti chirurgici minimale-invasivi di resezione, evaporazione e coagulazione, effettua taglio puro CUT, incisioni con ridotta produzione di necrosi, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microprocessore delle funzioni operative, assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Per una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L'elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo neutro. La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza del manipolo portaelettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio. - controllo di contatto placca-paziente - possibilità di utilizzare elettrodi neutri uniti o bipartiti - utilizzo in chirurgia minimo- invasiva - funzione taglio e coagulazione monopolare/coagulazione bipolare - auto start/stop in bipolar COAG - memorizzazione delle condizioni di lavoro - attivazione della potenza con pedale e/o con manipolo - regolazione ed indicazione digitale della potenza - regolazione dell'intensità dell'emissione sonora Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max CUT: 200W - 250 Ohm
- Potenza max ENHANCED: 120W - 250 Ohm
- Potenza max BLEND: 120W - 200 Ohm
- Potenza max FORCED COAG: 150W - 150 Ohm
- Potenza max SOFT COAG: 90W - 100 Ohm
- Potenza max BIPOLAR COAG: 80W - 50 Ohm
- Frequenza di lavoro: 600 kHz
- Elettodo neutro: F
- Alimentazione selezionabile: 115-230 Vac
- Frequenza di rete: 50-60 Hz
- Potenza massima assorbita: 350 VA
- Dimensioni LxAxP mm: 370x144x319
- Peso: 6 kg
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
- Classificazione elettrica: I CF; MDD 93/42/EC Classe: II b

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010902

EAN / GTIN

8023279306309

CODICE GEF

30630



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)