



CAVO BIPOLARE EU PER MB 240-380

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30632

EAN / GTIN 8023279306323

Confezione 1

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatti alla maggior parte di elettrobisturi con connettore per pinze europee. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, SI, HR, RO, GR, Arabo, JP. - Connettore alle pinze: EU - Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati: • MB 240 • MB 380 • VALLEY LAB • CONMED • CODMAN • OLYMPUS

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8023279306323

CODICE GEF

30632



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697