



# CAVO BIPOLARE PER MARTIN

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30639

EAN / GTIN 8964000208762

Confezione 1

Cavo bipolare in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabile 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatto alla maggior parte di elettrobisturi con connettore per pinze di tipo europeo. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, SI, HR, RO, GR, Arabo, JP. - Connettore alle pinze: EU - Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati: MARTIN BERCHTOLD AESCULAP WOLF

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8964000208762

CODICE GEF

30639



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697