



CAVO BIPOLARE ATTACCO EU per MB 120F-200D/F250- 300D-400-400D

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30640

EAN / GTIN 8964000208809

Confezione 1

Cavo bipolare in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabile 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatto alla maggior parte di elettrobisturi con connettore per pinze di tipo europeo. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, SI, HR, RO, GR, Arabo, JP. - Connettore alle pinze: EU - spina banana da 4 mm - Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati: MB 120 F, MB 200 F, MB 200 D, MB 200T, MB 300 D, MB 400 D, MB 300T, MB 400T LED: SURTRON 120, 200, 200T, 300, 300T, 400, 400T VALLEYLAB, EMC, DOLLEY

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8964000208809

CODICE GEF

30640



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697