



CAVO BIPOLARE US PER MB120D-160D

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30644

EAN / GTIN 8023279306446

Confezione 1

Cavo bipolare in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabile 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatto alla maggior parte di elettrobisturi con connettore per pinze di tipo americano Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, SI, HR, RO, GR, Arabo, JP. - Connettore alle pinze: US - Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati: MB 80 D, MB 120 D, MB 160 D LED: SURTRON 80, 120, 160

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1899

EAN / GTIN

8023279306446

CODICE GEF

30644



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697