



PINZA BIPOLARE BINNER

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30645

EAN / GTIN 8964000209950

Confezione 1

PINZE BIPOLARI UNIVERSALI CON COPERTURA ISOLANTE ·

Modello: BINNER · Connettore: EU · Lunghezza: 22 cm (8½") · Tipo di punta: ANGOLATA · Applicazione: ORL · Dimensione punta:

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

L1204

EAN / GTIN

8964000209950

CODICE GEF

30645



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697